



Опис тесту

Імунохроматографічний експрес-тест для виявлення антигенів капсульних полісахаридних комплексів *Cryptococcus* (*Cryptococcus neoformans* і *Cryptococcus gattii*) в сироватці крові та спинномозковій рідині людини.



Позитивний Негативний Недійсний

Переваги


- Рання та швидка діагностика криптококової інфекції
- Висока чутливість та специфічність
- Швидкий та економічно ефективний
- Легкий в транспортуванні та використанні
- Підходить для використання в умовах обмежених ресурсів

Характеристики

- Зразок Сироватка/ліквор
- Компоненти 40 тестів/набір
- Ліміт виявлення 1 нг/мл
- Швидкість тесту 15-20 хв
- Клінічна чутливість > 98%
- Клінічна специфічність > 98%
- Варіація ≤ 15%

Референтні значення

криптококового антигена на різних етапах діагностики та лікування^[1]



[1] Ji Shujuan, Ni Linghong, Zhang Junli, Huang Jun, Zhou Zhihui, Yu Yunsong. Value of three capsular antigen detection method in diagnosis and efficacy assessment in patients with cryptococcal meningoencephalitis. Chinese Journal of Infection and Chemotherapy, 2015,95 (46) : 3733-3736